



# Maestro control panel

Accessorio

## DESCRIZIONE

Maestro Control Panel (MCP) è un accessorio opzionale degli audiometri Inventis, che ha l'intento di facilitare la navigazione e l'uso del software Maestro, specialmente durante lo svolgimento di esami audiometrici.

Nonostante sia compatibile con la maggior parte degli audiometri Inventis, l'utilizzo di MCP è particolarmente raccomandato con Cello e Trumpet.

## RACCOMANDATO CON

- Cello
- Trumpet AUD
- Trumpet REM & AUD
- Piccolo
- Harp, Piano (se controllata da PC)

## INPUT/OUTPUT

Due serie di connettori sul pannello posteriore: uno per i cavi provenienti dall'audiometro/PC e l'altro per il collegamento delle parti removibili:

- Cuffie monitor (3.5mm plug)
- Microfono talk forward (3.5mm plug)
- Microfono da tavolo (3.5mm plug)

## INTERFACCIA OPERATORE

- 50 tasti (30 con LED integrati) con singola funzione audiometrica specifica
- 4 tasti configurabili
- 2 interruttori capacitivi
- 2 manopole

## COMPUTER INTERFACE

Connessione USB senza driver

Software compatibile: Inventis Maestro (dalla versione 1.20.0)

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione USB

Assorbimento: 5 Vdc, 0.25 A

## MECCANICA

Dimensioni (WxDxH): 36 x 27 x 4 cm / 14.2 x 10.6 x 1.6 in

Peso: approx. 1.2 kg / 2.6 lbs

## IMBALLAGGIO

Dimensioni (WxDxH): 45.5 x 38 x 8.5 cm / 17.9 x 15 x 3.3 in

Peso lordo: approx. 2.5 kg / 5.5 lbs

## STANDARD APPLICABILI

Sicurezza elettrica: IEC 60601-1, Classe II

EMC: IEC 60601-1-2

## CERTIFICATO CE

Classificazione MDR 2017/745/EU: Classe I

## CODICE PRODOTTO

12080: Maestro control panel

## PARTI INCLUSE

- Cavo USB
- 2 x cavi audio stereo, 1.8m, 3.5mm plug - 3.5mm plug
- 1 x cavo audio mono, 2m, 3.5mm plug - 6.35mm plug
- Manuale d'uso

## CODICE CND

- Z12149080

## CODICE RDM

- 2528362

Maestro control panel is manufactured by:

### INVENTIS S.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA - ITALY

PHONE: +39.049.8962 844

FAX: +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Follow us on LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/inventis-srl>

The Inventis Quality System complies with ISO 13485 standard.

Inventis® is a registered trademark of INVENTIS S.r.l.