



Clínico

Piano

Piano es un audiómetro clínico de vanguardia con dos canales independientes. Ofrece una batería completa de pruebas, fácilmente manejables desde su amplia pantalla táctil a color. Piano constituye la solución ideal para clínicas y hospitales gracias a sus funciones de alto nivel, su excepcional flexibilidad y su facilidad de uso.



Piano se adapta a las necesidades de cada usuario con tres versiones:

- **Basic:** audiometría manual y automática de tonos puros y del habla, ABLB, Tone Decay, SISI, DLI, MLB, pruebas Stenger, Ten Test, QuickSIN™ (opc.) y Master Hearing Aid de 2 canales.
- **Plus:** ofrece todas las funciones del Basic, además de Multi Frecuencia, Alta Frecuencia, Bekesy y MLD.
- **Plus VRA:** funciones de audiometría pediátrica, control de hasta tres juguetes animados y tres pantallas LCD para refuerzo visual basado en vídeo (requiere ordenador con software Maestro).

Material de voz integrado

Piano incorpora memoria flash de 4GB para almacenar material de voz. Botones específicos facilitan el acceso a las listas de palabras y la pantalla muestra la palabra que se está reproduciendo en ese momento.

Integración con Noah y Maestro

Conecte Piano a un puerto USB del ordenador (sin necesidad de controladores) para transferir los resultados de las pruebas a su base de datos Maestro o Noah. La función de visualización en directo permite una amplia visión del examen en curso en la pantalla del ordenador.



Audiómetro clínico

Dos canales independientes

Piano dispone de dos canales completamente separados e independientes: es posible configurar frecuencias diferentes para los canales 1 y 2.

Pruebas avanzadas

Audiometría de alta frecuencia

Audiometría de tonos puros de hasta 20.000 Hz.

Fácil de usar

Pantalla táctil en color

Las configuraciones disponibles a través de la pantalla táctil convierten a Piano en el audiómetro clínico que menos ocupa.



ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA

TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
379 CHENEY HWY #268
TITUSVILLE FL, 32780

TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75

SÍGUENOS

