



Diagnóstico básico

Piccolo

Piccolo, audiómetro portátil controlado por ordenador, ofrece audiometría aérea, ósea y vocal en un dispositivo ligero, compacto y potente.

Software intuitivo y conectividad Noah lo convierten en la herramienta ideal para profesionales en movimiento.



Modelos para cada necesidad

Piccolo se ofrece en tres versiones para adaptarse a diferentes necesidades:

- **Basic:** Realiza audiometría de tonos puros en conducción aérea.
- **Plus:** Permite audiometría de tonos puros en conducción aérea y ósea.
- **Speech:** audiometría de tonos puros y del habla - Disponible en conducción aérea y ósea. Este modelo exclusivo incorpora Master Hearing Aid en 2 canales y QuickSIN™.

Portabilidad excepcional

Piccolo destaca por su ligereza (menos de 300 gramos) y su reducido tamaño. No requiere alimentación externa cuando se controla desde el ordenador, convirtiéndolo en la solución ideal para profesionales que buscan un audiómetro portátil de alta calidad.

Control desde el ordenador

Sólo es necesario conectar Piccolo al puerto USB del ordenador para comenzar a utilizarlo, no se requiere instalación de controladores ni fuente de alimentación externa. El intuitivo software Maestro, disponible también como módulo Noah, le permite controlar Piccolo con facilidad.



Sistema portátil

300 gramos

Piccolo es extremadamente manejable y fácilmente transportable. Sólo pesa 300 gramos (10 oz).

Fácil de usar

Alimentado por USB

Un solo cable para controlar y alimentar el sistema.

Adaptable

3 modelos diferentes

Elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.



ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA

TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
379 CHENEY HWY #268
TITUSVILLE FL, 32780

TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75

SÍGUENOS

