# **Timpanómetros**





#### Unidad combinada

# Viola

Viola combina un analizador de oído medio de tamiz con un audiómetro de diagnóstico, ofreciendo pruebas rápidas y confiables de timpanometría, reflejos, audiometría tonal y logoaudiometría, tanto en conducción aérea como ósea.



#### Modelos para cada necesidad

Viola se ofrece en dos versiones para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios:

- Basic: Realiza timpanometría automática, umbrales de reflejo acústico automáticos (Ipsi/Contra), pruebas de reflejo acústico con intensidad fija y creciente (Ipsi/Contra), pruebas rápidas de timpanometría y reflejos (2 protocolos), y audiometría tonal pura.
- Plus: Incluye todas las funciones del Basic y añade decaimiento del reflejo acústico (Ipsi/Contra) y audiometría del habla.

#### Material de voz integrado

Viola Plus elimina la necesidad de reproductores externos gracias a su memoria flash integrada para almacenar material vocal. La pantalla muestra la palabra que se está reproduciendo en ese momento.

#### Portabilidad excepcional

Viola destaca por su tamaño compacto y peso ligero (solo 2 kg). Esto permite transportar toda la estación de diagnóstico en una maleta pequeña, ideal para profesionales que visitan pacientes a domicilio o realizan pruebas en entornos móviles.







### Viola



Versátil

# Combo

Unidad combinada que integra un timpanómetro de tamiz con un audiómetro de diagnóstico.

Para todas las necesidades


# 2 modelos diferentes

Elija el modelo que mejor adapte а sus necesidades.

Fácil gestión de datos

## **Maestro**

No necesita drivers, transfiera directamente los resultados de sus exámenes a su database en Maestro.



ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO CORSO STATI UNITI, 1/3 35127 PADOVA

TEL.: +39.049.8962.844

**NORTH AMERICA** 

INVENTIS NORTH AMERICA INC. 379 CHENEY HWY #268 TITUSVILLE FL, 32780

TOLL FREE: +1.844.683.6847

**FRANCE** 

SYNAPSYS SAS 2 RUE MARC DONADILLE HÔTEL TECHNOPTIC 13013 MARSEILLE

SÍGUENOS



