

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



inventis
Audiology & Balance



Nuestra historia

Inventis es una empresa italiana innovadora que desarrolla y fabrica equipos de audiolología y diagnóstico vestibular de última generación que incluyen, entre otros, audiómetros, timpanómetros, soluciones de adaptación y videonistagmógrafos.



2005
Fundación de la Empresa

+60

Presencia en más de 60 países.

+100

Equipo multidisciplinario en continuo crecimiento.

+20

Es el número de productos desarrollados, diseñados y fabricados en Italia.

Inventis México ofrece una solución integral para brindar respaldo total a nuestros clientes, que incluye:

- Soluciones para diagnóstico auditivo y vestibular.
- Cabinas sono-amortiguadas personalizadas.
- Consumibles para equipos de audiolología.
- Soporte técnico con especialistas altamente capacitados.
- Mantenimiento preventivo, correctivo, calibraciones de equipo audiológico.
- Asesoría personalizada para la optimización de espacios clínicos y sacar el máximo provecho de sus consultorios.



mariana.escobedo@inventis.it
+52 55 8048 6127

Av. Cuauhtémoc 912, Narvarte,
Benito Juárez, CDMX.



ESCANÉAME



Inventis México



Inventismx



Inventis.it

Los audiómetros Inventis, comprenden una amplia gama de modelos para cubrir las diferentes necesidades. Cuenta con audiómetros de tamiz-screening, diagnósticos o clínicos, todos con tecnología de punta. Su tecnología Hy-Tech permite controlar el equipo desde la computadora.

STAND ALONE

Bell

Audiómetro Screening/Diagnóstico

SCREENING

- Audiometría tonal y automatizada Hughson-westlake.
- Enmascaramiento: NB, WN y SN
- Pantalla a color y fácil de transportar
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido
- Integración con NOAH y Maestro software



Harp

Audiómetro Diagnóstico

DIAGNÓSTICO

- Dos versiones: Basic y Plus
- Audiometría tonal, por conducción ósea, por campo libre y prueba de habla
- Pruebas especiales: MHA, Stenger, ABLB, SIS, DLI, Decaimiento tonal
- TEN test opcional (solo Plus)
- Memoria interna 4GB para almacenamiento de material de habla (solo Plus)
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido
- Integración con NOAH y Maestro.

AUDIÓMETROS



Piano

Audiómetro Clínico



- Tres versiones: Basic, Plus y Plus VRA
- Pantalla táctil de 7"
- Audiometría tonal, por conducción ósea, por campo libre y prueba de habla (2 canales)
- Altas frecuencias 8-20 kHz (Piano Plus)
- Pruebas especiales: MHA, Stenger, ABLB, SISI, Decaimiento tonal TEN test, entre otras
- Audiometría pediátrica con VRA conectando hasta 3 pantallas LCD o 3 juguetes
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido
- Integración con NOAH y Maestro

DOS CANALES

TRES VERSIONES

PANTALLA TÁCTIL



AUDIÓMETROS

BASADOS EN COMPUTADORA

Piccolo

Audiómetro Screening / Diagnóstico

- Portátil controlado desde la computadora
- Alimentación por USB o externa
- Tres versiones: Basic, Plus y Speech
- **Básico:** Solo vía aérea
- **Plus:** Vía aérea y ósea
- **Speech:** Vía aérea, ósea, logaudiometría integrada QuickSIN y MHA
- Incluye maletín de transporte
- Integración con NOAH y Maestro

Ligero



Alimentación USB



Portátil



AUDIÓMETROS



Satellite

Solución para Tele-audiología

Satellite es la revolucionaria tecnología de Inventis® que permite interactuar y realizar a distancia evaluaciones auditivas completas (videotoscopia, audiometría tonal pura y logaudiometría en VA, VO) en pacientes en tiempo real.

- El audiólogo administra las pruebas a distancia y controla el equipo ubicado con el paciente
- Videoconferencia integrada en el software para interactuar y realizar evaluaciones en la misma pantalla
- Los informes se guardan automáticamente en la base de datos de la clínica
- Hardware certificado por CE y FDA, con audiómetros calibrados bajo normas ANSI o IEC.



Symphonia

Software para entorno sonoro visual

Symphonia permite simular un entorno sonoro realista, y hacer que el paciente sienta las ventajas que ofrecen las funciones avanzadas de los auxiliares auditivos.

El avanzado algoritmo de Symphonia reproduce ruidos de fondo grabados con micrófonos multicanal especiales, para que el paciente se sienta dentro de un entorno externo realista. Se pueden añadir voces o instrumentos musicales al campo sonoro y moverlos alrededor del paciente, para simular sonidos reales desde distintas direcciones.

- Simular un entorno sonoro complejo
- Herramienta avanzada de asesoramiento
- Efectos de fondo realistas
- Fuentes de sonido personalizables
- Controla hasta 8 altavoces



SOFTWARES

TIMPANÓMETROS

Nuestros timpanómetros son resistentes y confiables. Su sonda de aluminio es ligera y fácil de desmontar para hacer su flujo de trabajo muy versátil. Inventis cuenta con timpanómetros de tamiz (screening), diagnósticos y clínicos. También cuenta con soluciones 2 en 1 para agilizar el diagnóstico auditivo.

Flute basic

Timpanómetro screening

- Timpanometría de 226Hz.
- Reflejos ipsi- y contra- laterales
- 2 Protocolos personalizables
- Rango de presión máximo -600 a + 400 daPa
- Rango de frecuencias de reflejos 250 Hz a 4000 Hz
- Impresora térmica integrada opcional
- Compatible con Maestro Software



Flute Plus/HF

Timpanómetro diagnóstico

- Dos versiones: Plus y HF
- Timpanometría 226 Hz y 1000 Hz
- Reflejos ipsi- y contra- laterales
- Rango de frecuencias de reflejos 250 Hz a 6000 Hz (solo Plus)
- Con Flute Plus: timpanometría y reflejos manuales, decaimiento de reflejo, ETF1 para no perforado y timpanometría 1 kHz (opcional)
- Con Flute HF: ETF1 para no perforado, ETF2 para perforado y timpanometría de 1000 Hz
- Impresora térmica integrada opcional
- Compatible con Maestro Software

DIAGNÓSTICO

SCREENING

TIMPANÓMETROS

DIAGNÓSTICO

Viola

Audiómetro - Timpanómetro

- Dos versiones: Basic y Plus
- Audiómetro diagnóstico y timpanómetro screening
- Timpanometría 226 Hz, reflejos ipsi- y contra- laterales
- Audiometría vía aérea y vía ósea. Logaudiometría solo versión Plus
- Impresora térmica integrada opcional
- Compatible con Maestro Software



P r u e b a	B a s i c	P l u s
Timpanometría automática	X	X
Reflejos acústicos automáticos	X	X
2 protocolos automáticos (Timp + Reflex)	X	X
Decaimiento de reflejo acústico	-	X
Audiometría de tono puro (VA y VO)	X	X
Logaudiometría	-	X
Quick SIN	-	Opcional

Synapsys vHIT

Prueba de Video Impulso Cefálico

Diseñado para la evaluación objetiva del sistema vestibular mediante el análisis del reflejo vestibulo-ocular (VOR), registrando y analizando simultáneamente los movimientos de cabeza y ojos en tiempo real.

Permite evaluar los 6 canales semicirculares en alta frecuencia y muestra gráficos para análisis de sacadas.

Dos versiones disponibles:

Basic: Laterales

Plus: Laterales, RALP y LARP

- Libre de gafas 
- Uso en adultos y pacientes pediátricos 
- Cómodo y sin artefactos 
- Rápido y preciso 



BALANCE

Nystalyze

Sistema de visualización y análisis del nistagmo

Nystalyze es un sistema potente y escalable diseñado para visualizar y analizar el nistagmo, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para el tratamiento de pacientes con mareos y vértigo. Con tres módulos diferentes disponibles, ofrece la flexibilidad necesaria para configurar el sistema según los requisitos exclusivos de cada clínica.

Mediante el uso de cámaras infrarrojas de última generación (inalámbricas o por cable), el software registra los movimientos oculares del paciente y, gracias a su exclusivo sistema de seguimiento ocular, SYNAPSYS VNG detecta instantáneamente las pupilas sin necesidad de realizar ningún ajuste, incluso en situaciones difíciles.



BALANCE

	Módulo VideoScope	Módulo VNG Básico	Módulo VNG Plus
Video Frenzel	X	X	X
Posicionales		X	X
Calóricas		X	X
Sacadas			X
Seguimiento lento			X
Optocinética			X
Fijación de mirada			X



Synapsys MED4

Silla Giratoria

Combine el sillón giratorio MED4 con Nystalyze VNG para completar la batería de pruebas videonistagmográficas con exámenes cinéticos rotacionales. Dispone de hasta dieciséis formas de onda de estimulación, incluidas varias formas de onda sinusoidal, multifrecuencia, paso de velocidad y pruebas de parada súbita.

- Diversas pruebas sinusoidales (perfiles SHA, seno decreciente)
- Multifrecuencia (barrido)
- Multivuelta (velocidad de paso)
- Estimulaciones de parada brusca
- Si se combina con el VNG inalámbrico, la libertad de movimientos es máxima.



BALANCE

CÁMARAS SONO-AMORTIGUADAS

Nuestras cámaras sono-amortiguadas de origen nacional están diseñadas para proporcionar un entorno acústicamente controlado, ideal para pruebas y diagnósticos de alta precisión en entornos médicos, industriales o de investigación. Su tecnología de primer nivel permite un aislamiento acústico adecuado que cumple con los estándares nacionales NOM-011-STPS-2001 e internacionales ANSI S.3.1-1999 (R2013)

Algunas características que destacan a nuestras cámaras:



- Desmontable
- Muros con tratamiento aislante acústico de 4"
- Panel de conexiones para audiómetro
- Extractor de aire para ventilación interior
- Ventana de observación 60 x 40 cm, doble cristal de 10 mm
- Repisa exterior para audiómetro
- Rápida instalación

Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores
Básica	1.1 x 1.1 x 2.1 m	0.9 x 0.9 x 1.9 m
Campo libre	2.0 x 2.0 x 2.1 m	1.8 x 1.8 x 1.9 m
Medidas personalizadas	*	*

**Se recomienda hacer levantamiento del espacio*



CONSUMIBLES

Sanibel Supply ofrece consumibles de alta calidad para profesionales de la salud auditiva. Su amplio portafolio incluye olivas auditivas, puntas de sonda, electrodos, accesorios para audífonos y más. Compatible con diferentes marcas de equipo de diagnóstico auditivo como Inventis, Interacoustics, Amplivox, GSI, Otometrcis, entre otras.



OLIVAS AUDITIVAS



ADAPTACIÓN
PERFECTA



PUNTAS DE SONDA



REFACCIONES



ELECTRODOS Y
CABLES



PREPARACIÓN DE
PACIENTE



REMOCIÓN DE
CERÚMEN



OTOSCOPIA



BALANCE

SOPORTE TÉCNICO

En Inventis México nuestra prioridad es el cliente, por lo que no solo estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, sino también con la calidad de nuestro servicio. Por lo que, contamos con un grupo de ingenieros altamente capacitados en equipo audiológico para brindar soporte personalizado y especializado.

Nuestro servicio incluye:

- Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de diagnóstico auditivo y vestibular de diferentes marcas
- Calibraciones preciosas con nuestro equipo de medición Clase 1, conforme a las normas internacionales y nacionales
- Soporte técnico remoto par cualquier imprevisto con su equipo o software
- Entrega, instalación y capacitacion de equipo audiológico
- Resolución de problemas rápida y eficientemente

En Inventis México, trabajamos para que su equipo funcione con la misma precisión que sus diagnósticos.



inventis
Audiology & Balance

