

Triangle

Audiometro Portatile per lo Screening



L'orchestra perfetta

La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- Audiometria a toni puri automatica e manuale in VA
- Licenza di via ossea (VO) con mascheramento
- Batteria agli ioni di litio e design portatile
- Display touch screen e memoria interna



Oltre alla tecnica Hughson-Westlake per la determinazione della soglia VA, l'utente può selezionare la Ricerca rapida per l'identificazione della soglia, che si basa sulla prima risposta a partire dal livello minimo selezionato, oppure optare per il metodo a intensità fissa, un test di screening di base condotto a un livello di intensità fisso.

SISTEMA PORTATILE

Leggero e compatto, Triangle è estremamente maneggevole e facilmente trasportabile anche grazie all'apposita custodia morbida in dotazione. La presenza di una batteria ricaricabile agli ioni di litio rende Triangle la scelta perfetta per i professionisti in movimento. Triangle è inoltre dotato di memoria interna per archiviare gli esami di un massimo di 100 pazienti.

SPECIFICHE TECNICHE

Intensità	VA: da -10 a 100 dB HL VO: da -10 a 60 dB HL
Gamma di frequenze	125-8000 Hz
Ingresso	Tono, warble
Mascheramento	(opzionale con licenza "Connettività Ossea"): NBN, WN
Uscita	VA L+R (cuffie DD45 o DD65, cuffie insert), VO (opz.)
Talk over.....	Microfono incorporato
Display.....	LCD TFT a colori grafico a colori, touchscreen capacitivo
Dimensioni:	Diagonale 2,8", 43,2 mm x 57,6 mm
Risoluzione	240 x 320 x RGB
Batteria interna	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Durata della batteria.....	Oltre 12 ore di utilizzo continuo
Batteria di test.....	Audiometria manuale a toni puri Audiometria a toni puri automatica (algoritmi disponibili: Hughson-Westlake, ricerca rapida, intensità fissa)
Memorizzazione dei dati	Memoria interna per 100 pazienti
Lingua	Interfaccia multilingue
Interfaccia PC.....	Collegamento USB senza driver (opz.)
Modalità funzionamento	Stand-alone e possibilità di trasferire i dati al pc (opz.)
SW compatibile	Inventis Maestro (anche come modulo Noah)
Dimensioni	210x160x40 mm
Peso	425 g

___ Triangle è un audiometro di screening portatile a batteria, in grado di eseguire esami audiometrici automatici e manuali a toni puri in conduzione aerea e, con licenza opzionale, in conduzione ossea.

LO STATO DELL'ARTE

Triangolo rappresenta lo stato dell'arte tra gli strumenti di screening:

- L'unico con un display grafico con touchscreen capacitivo
- L'unico con batteria al litio ricaricabile
- L'unico con conduzione ossea con mascheramento
- ...e l'unico con un sorprendente design italiano!

UN DISPOSITIVO AGGIORNABILE

La versione base di Triangle offre un'audiometria a toni puri manuale e automatica in conduzione pneumatica, con un range di test da 125Hz a 8kHz. È possibile aggiornare in qualsiasi momento il vostro Triangle con le seguenti licenze opzionali:

Licenza di conduzione ossea

Per condurre l'audiometria a tono puro nella conduzione ossea e per consentire segnali di mascheramento.

Licenza di connettività al computer

Per trasferire i risultati degli esami nella banca dati del Maestro o di Noah

TEST AUTOMATICI

L'audiometria automatica a toni puri può essere eseguita scegliendo tra tre diversi protocolli:

- Hughson- Westlake
- Ricerca rapida
- Intensità fissa

Trovate i nostri distributori su:
www.inventisbiomedica.it

Scopri l'orchestra completa a: www.inventisbiomedica.it

