

Viola

Timpanometro / Audiometro



L'orchestra perfetta
La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- Timpanometria automatica
- Test di riflesso acustico Ipsi/Contra
- Audiometria a toni puri in AC e BC
- Audiometria vocale e QuickSIN™ (versione Plus)



MATERIALE VOCALE INCORPORATO

Scordatevi gli apparecchi esterni per la riproduzione del materiale vocale! Viola Plus include una memoria flash dove risiede il materiale vocale. Sullo schermo è direttamente visibile la parola pronunciata.

DATI TECNICI

SISTEMA MISURA COMPLIANCE

Tono sonda: 226 Hz @ 85 dB SPL
 Range compl.: 0.2 a 8.0 ml
 Range press.: Da -600 a +400 daPa

TIMPANOMETRIA

Tipo di test: Timpanometria automatica
 Velocità pressione: 50, 100, 200, 300daPa/sec,
 AUTO(100-300daPa/sec)

RIFLESSI ACUSTICI

Stimolazione: Ipsi e contralateral
 Test disponibili: Soglia automatica, intensità fissa, intensità crescente,
 Decadimento riflessi (solo Plus)
 Test automatici: Quick A e B (sequenza di timpanometria e riflessi)

AUDIOMETRIA

Output: VA, VO e Speech (solo Plus)
 Masking: NBN, WN, SN (solo Plus)
 Range freq.: 125-8000 Hz
 Intensità max.: VA: 120 dB HL
 VO: 80 dB HL
 Speech inp. (Plus): EXT1, EXT2, MIC, memoria flash interna
 Speech tests (Plus): WRS, SRT, MCL, UCL
 Test addizionali: QuickSIN™ (opt.)
 Talk over: Microfono integrato o esterno
 Talk back: Solo modello Plus

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Tipo display: A colori
 Display dim/ris: 4.3" / 480 x 272 pixel
 Stampante: Termica integrata (opz.)
 Lingua: Interfaccia multilingue
 Interfaccia PC: USB (senza driver)
 SW Compatibile: Inventis Maestro or Noah con modulo dedicato
 Dimensioni: 32 x 32 x 9 cm / 12.6 x 12.6 x 3.5 in (DxWxH)
 Peso: Senza stampante 2.15 kg / 4.74 lbs
 con stampante 2.50 kg / 5.51 lbs

___ Viola è un'unità combinata che unisce un analizzatore dell'orecchio medio di screening che offre test di timpanometria e di riflesso ultraveloci e affidabili e un audiometro diagnostico in grado di eseguire esami di soglia e del parlato in VA e BC. L'ingombro ridotto, il set completo di funzioni, la grande affidabilità e la facilità d'uso fanno di Viola la scelta perfetta per i professionisti in movimento e per le installazioni dove lo spazio è ridotto.

I MODELLI

Viola ha un ingombro molto ridotto, appena 2 kg di peso che permette di trasportare l'intera stazione diagnostica in una piccola valigia. Viola è disponibile in due modelli: Basic e Plus. La tabella seguente è una panoramica dei test disponibili su ogni versione.

	Basic	Plus
Timpanometria automatica	sì	sì
Test automatico di soglia del riflesso acustico	sì (Ipsi/Contra)	sì (Ipsi/Contra)
Test dei riflessi con intensità fissa	sì (Ipsi/Contra)	sì (Ipsi/Contra)
Test dei riflessi con intensità crescente	sì (Ipsi/Contra)	sì (Ipsi/Contra)
Test rapidi (timp + test dei riflessi)	sì (2 test)	sì (2 test)
Decadimento del riflesso acustico	no	sì
Audiometria a toni puri	sì	sì
Speech audiometry	no	sì

Trovate i nostri distributori su:
www.inventisbiomedica.it

Scopri l'orchestra completa a: www.inventisbiomedica.it

