

# Timpani

Timpanometro Portatile / Audiometro di Screening



## L'orchestra perfetta

La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- Test di Timpanometria e riflessi IPSI
- Audiometria tonale pura in VA
- Display touch screen
- Portatile e leggero

# Timpani

Timpanometro Portatile / Audiometro di Screening



Timpani nella sua docking station

## INTEGRAZIONE NOAH & MAESTRO

Basta collegare Timpani a una porta USB del computer, direttamente o metterlo sulla docking station e collegare poi la stazione al PC, ed è possibile trasferire i risultati degli esami nel database Maestro o Noah. Il software Maestro è incluso.

## DATI TECNICI

### SISTEMA DI MISURA

Tono sonda: ..... 226 Hz a 85 dB SPL, 1000 Hz a 75 dB SPL (opz.)  
Intervallo comp: ..... 0,2 a 8,0 ml a 226 Hz, 0,9 a 16,0 mmho a 1000 Hz  
Range di pressione: ..... Da +200 a -400 daPa

### TIMPANOMETRIA

Tipo di test: ..... Timpanometria automatica  
Inizio: ..... Automatica  
Velocità di scansione: ..... 400 daPa / sec

### RIFLESSI ACUSTICI

Stimolazione: ..... Ipsilaterale a 226 Hz  
test disponibili: ..... Autothreshold, intensità fissa  
Stimoli: ..... 1 kHz (con licenza reflex di base)  
..... 0,5, 1, 2 e 4 kHz (con lic reflex.Plus)  
Intensità massima ..... 100 dB HL (IPSI)  
Durata stimolazione: ..... 1 sec

### AUDIOMETRIA (opz.)

Intensità: ..... -10 a 100 dB HL  
Intervallo di frequenza: .. 125-8000 Hz  
Ingresso: ..... Tono puro  
Uscita: ..... VA

### CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Memoria: ..... 50 pazienti  
Tipo di display: ..... Colori con touch screen  
Dimensioni display: ..... 2.8"  
Risoluzione display: ..... 240 x 320 pixel  
Stampante termica: ..... Bluetooth (opz.)  
Interfaccia PC: ..... USB (senza driver)  
SW compatibile: ..... Inventis Maestro (stand-alone o modulo Noah)  
Dimensioni: ..... 65 x 44 x 240 mm  
..... 2.6 x 1,8 x 9,5 (LxPxH)  
Peso: ..... 340 g / 12 oz

\_\_\_ Il timpanometro portatile Timpani è un dispositivo leggero, compatto e potente, progettato per condurre test dell'orecchio medio di screening in modo semplice, rapido e preciso.

È in grado di eseguire esami automatici di timpanometria nonché, sotto licenza, il test di riflessi acustici e audiometria tonale di screening. Il dispositivo è dotato di un display a colori con interfaccia touch screen.

## LE LICENZE

La versione di base di Timpani consente l'esecuzione dell'esame di timpanometria screening utilizzando il tono della sonda a 226 Hz. Le licenze disponibili opzionali sono:

- **Licenza tono sonda 1kHz**  
Per condurre la timpanometria anche sui bambini
- **Licenza riflessi - Basic**  
Per condurre omolaterale prova riflesso acustico a 1 kHz
- **Licenza riflessi - Plus**  
Per condurre omolaterale prova riflesso acustico a 0,5, 1, 2 e 4 kHz
- **Audiometria tonale di screening**  
Per condurre audiometria in via aerea

## GLI ACCESSORI OPZIONALI

Su richiesta, Timpani può essere fornito con la sua docking station, ideale per l'alloggiamento del dispositivo, per ricaricare la batteria più rapidamente e trasferire i dati sul PC allo stesso tempo.

Inoltre, è possibile stampare i risultati del vostro esame direttamente dal dispositivo grazie alla mini stampante portatile termica, disponibile su richiesta: la comunicazione con Timpani è senza fili, tramite connessione Bluetooth.



Trovate i nostri distributori su:  
[www.inventisbiomedica.it](http://www.inventisbiomedica.it)

Scopri l'orchestra completa a: [www.inventisbiomedica.it](http://www.inventisbiomedica.it)



INVENTIS s.r.l.



CORSO STATI UNITI, 1/3  
35127 PADOVA - ITALY



PHONE: +39.049.8962 844  
FAX: +39.049.8966 343



info@inventis.it  
www.inventis.it

