



Prima ENT

MICROSCOPIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tubo binoculare:** Tubo di osservazione diritto a 90°, distanza inter-pupillare IPD 50-75 mm
- **Oculari:** Largo campo WF 10X/18 mm, regolazione delle diottrie
- **Ingrandimento:** 5 incrementi: 0,4X, 0,6X, 1,0X, 1,6X e 2,5X
- **Obiettivo:** fuoco f=250 mm; aggiustamento fine manuale
- **Sorgente luminosa:** LED 50W integrata
- **Filtri integrati:** Verde e giallo
- **Montaggio:** con piantana o a soffitto
- **Movimento verticale del braccio** (con piantana e da parete): 550 mm
- **Classificazione medica (secondo la direttiva 93/42/CEE):** Classe I
- **Classe di isolamento elettrico:** Classe II

ACCESSORI OPZIONALI

- Beam splitter con adattatore per accoppiatore ottico endoscopico per microscopio Prima ORL

CODICI PRODOTTO

Codice 10611: Microscopio Labomed PRIMA ORL con piantana

Codice 11131: Microscopio Labomed PRIMA ORL da soffitto

Codice 10972: Microscopio Labomed PRIMA ORL da parete

CND: Z12011101

FABBRICANTE

Labo America, Inc.

920 Auburn Court

Fremont, CA 94538 (USA)