



# HighLight Plus

STROBOSCOPIO LED

## DESCRIZIONE

HighLight Plus è una fonte di luce continua e stroboscopica basata su sorgente LED.

## SORGENTE LUMINOSA

Tecnologia: LED bianco  
 Temperatura di colore: 6800° K  
 Intensità luminosa: 2,000 lumens  
 Durata sorgente: 20,000 ore

## UNITA' DI CONTROLLO

Connettore cavo luce: standard Storz. Olympus e Wolf disponibili su richiesta  
 Display: Monocromatico LCD 128x64 pixel  
 Informazioni sul display: F0, velocità del movimento, intensità della voce e spettro di potenza  
 Microfoni: due microfoni intercambiabili inclusi nel pacchetto, un microfono a contatto ed un microfono a clip  
 Controlli: attraverso pulsanti, manopola ed il doppio pedale incluso

## UTILIZZO

Modalità di utilizzo: luce stroboscopica / luce continua  
 Intervallo F0: 70 – 1,100 Hz  
 Modalità stroboscopica: Slow motion, Fermo immagine  
 Velocità in slow motion: 0.5 Hz, 1 Hz, 1.5 Hz  
 Frequenza lampeggio: calcolata automaticamente (sulla base della F0 corrente) o impostata manualmente

## USCITE

Audio: voce del paziente mediante cavo jack 3.5 mm  
 USB: invia al PC il valore corrente di F0, intensità della voce e velocità di slow motion – Richiede Daisy-Visia software

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz  
 Fusibili sostituibili: 2 x T 1.6A, 5 x 20 mm delayed 250V anti-surge

## MECCANICA

Dimensioni (WxDxH): 30 x 11 x 29 cm / 11.81 x 4.33 x 11.42 in  
 Peso: 5.0 kg / 11.02 lbs

## IMBALLAGGIO

Dimensioni (WxDxH): 37.7 x 29 x 37.7 cm / 14.84 x 11.42 x 14.84 in  
 Peso lordo: 7.0 Kg / 15.43 lbs

## STANDARD APPLICABILI

Classificazione IP: IPX0  
 Sicurezza elettrica: EN 60601-1  
 EMC: EN 60601-1-2

## CLASSIFICAZIONE MDR

Classificazione MDR (UE) 2017/745: Classe I senza funzioni di misura  
 Regola di classificazione (Annex VIII, MDR (UE) 2017/745): 10

## CODICI PRODOTTO

10353: HighLight modello Plus – Stroboscopia LED

## PARTI INCLUSE

- Unità di controllo
- Doppio pedale
- Microfono a clip
- Microfono a contatto
- Cavo USB A/B
- Cavo audio stereo 3.5mm
- Manuale utente

## PARTI OPZIONALI (con codici di riferimento)

- 10376: Adattatore cavo luce Olympus
- 10440: Adattatore cavo luce Wolf
- 10408: Cavo luce, 4.8 x 1800 mm, autoclavabile
- 10524: Cavo luce 4.8 x 2300 mm, autoclavabile

## CODICE CND

- Z12021010

## CODICE RDM

- 2179884