



Maestro

CHEF D'ORCHESTRE



DESCRIPTION

Maestro est un logiciel de gestion des données des patients qui peut s'interfacer avec tous les appareils Inventis, les contrôler ou obtenir des résultats d'examen.

MODES OPÉRATOIRES

- Module Noah
- Stand-Along avec base de données propriétaire
- Stand-Along sans fonctions de base de données (basé sur un fichier)
- Applications tierces (échange de données avec des applications externes) : Protocole propriétaire MII et norme GDT

TESTS DISPONIBLES

- Examens d'audiologie
- REM
- HIT
- Vidéo-Otoscopie
- Acquisition de vidéos et d'images
- Questionnaire
- Audiométrie à distance et vidéo-otoscopie

DISPOSITIFS ET LOGICIELS COMPATIBLES

- Triangle (Audiomètre)
- Bell (Audiomètre)
- Harp (Audiomètre)
- Piano (Audiomètre)
- Piccolo (Audiomètre)
- Cello (Audiomètre)
- Trumpet (REM, Audiomètre)
- Drum (HIT)
- Flute (Tympanomètre)
- Clarinet (Tympanomètre)
- Viola (Tympanomètre et audiomètre)
- Timpani (Tympanomètre portatif, Audiomètre)
- MediCam (caméra de vidéo-endoscopie)
- Convertisseur vidéo analogique/USB
- VHIT SYNAPSYS (Video Head Impulse Test)
- VNG SYNAPSYS (système de vidéonystagmographie)
- SVV SYNAPSYS (Verticale Visuelle Subjective)
- D-VNS SYNAPSYS (système de vidéonystagmographie)

INTERFACE AVEC L'ÉQUIPEMENT

Connexion USB

EXIGENCES MINIMALES POUR LE PC

CPU : Intel® i5, 6^e génération ou plus, 8 Go de RAM

Affichage :

- Résolution : 1366x768 (16:9) ou supérieur
- Échelle et disposition : 100% ppp

(recommandé)*

Système d'exploitation : Windows 10 et Windows 11

*il est possible de définir des échelles plus élevées, mais pas avec les résolutions d'affichage les plus basses

NOAH - EXIGENCES MINIMALES

NOAH 4.4 ou supérieur (ou moteurs NOAH supportant NOAH 4.4 ou supérieur) *

SOUTIEN AUX LOGICIELS

Outil d'assistance à distance : inclus

LES MISES À JOUR DE LOGICIELS

Disponible gratuitement

INTERFACE MII

Bibliothèque pour interfacier Maestro avec des logiciels tiers. Disponible sur demande (intervention d'un technicien informatique requise)

Maestro est développé par :

INVENTIS s.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOUE - ITALIE
TÉLÉPHONE : +39.049.8962 844
FAX : +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

Le système qualité d'Inventis est conforme à la norme ISO 13485.

Inventis® est une marque déposée d'Inventis s.r.l.

Maestro est distribué par :

Inventis France

HOTEL TECHNOPTIC
2 RUE MARC DONADILLE
13013 - MARSEILLE, FRANCE
TÉLÉPHONE : +33 4 91 11 75 75
FAX : +33 4 91 11 75 55
contact@inventisfrance.fr
www.inventis.it/fr-fr