



VVIB 3F

VIBRATORE VESTIBOLARE MULTI-FREQUENZA

DESCRIZIONE

Il Vibratore Vestibolare VVIB 3F è il dispositivo sviluppato da Synapsys per l'individuazione del nistagmo indotto da vibrazioni.

Il vibratore multi-frequenza aiuta nell'individuazione di disfunzioni vestibolari unilaterali e specialmente di un deficit vestibolare compensato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Frequenza vibrazione:** 30, 60 o 100 Hz \pm 5%
- **Ampiezza vibrazione:** 1 mm
- **Potenza massima:** 20 VA
- **Alimentatore esterno:** 24 V – 1,25 mA
- **Classificazione (secondo la direttiva europea 93/42/CEE):** Dispositivo medico di Classe IIa
- **Conforme alle norme:** EN 60601-1 e EN 60601-1-2

ACCESSORI INCLUSI

- Unità di controllo con manipolo
- Alimentatore esterno
- Cuscinetto di rivestimento biocompatibile (x 10)

CODICI PRODOTTO E ACCESSORI

Codice 10741: Vibratore vestibolare multifrequenza (30, 60, 100 Hz)

Codice 11845: Cuscinetti di rivestimento di ricambio (pacco di 20)

CND: Z12120124

N° di repertorio: 53621

FABBRICANTE

Synapsys S. A.

2, rue Marc Donadille

13013 Marsiglia (Francia)