



Video Otoscope H

OTOSCOPE VIDEO DIGITAL

DESCRIPTION

Le Video Otoscope H est un otoscope vidéo numérique portable. La pièce portable intègre la caméra, l'éclairage LED, l'écran et la batterie rechargeable.

Il est entièrement intégré au logiciel Maestro : il peut être utilisé avec le PC pour stocker les images directement dans la base de données, ou comme dispositif autonome en téléchargeant ultérieurement les images acquises. L'image en direct est visible à la fois dans Maestro et sur l'écran intégré.

Il peut également être utilisé avec le logiciel Satellite pour la vidéo-otoscopie à distance.

PIÈCE PORTABLE

Illumination : LED blanc naturel

Résolution : 1440 x 1080 pixels

Affichage : TFT-LCD

Mise au point : manuelle

Plage de mise au point : 25-100 mm

Batterie : Batterie rechargeable au lithium

Autonomie de la batterie : 4 heures

Temps de charge : 4,5 heures

Stockage des fichiers : Carte SD 8 GB (incluse), supporte les cartes SD de 2 GB à 32 GB (format FAT)

CARACTÉRISTIQUES DES SORTIES VIDÉO

Numérique : USB 2.0 (mini-USB)

Composite AV

UTILISATION AVEC MAESTRO ET SATELLITE

- Image et acquisition en direct
- Transfert de données
- Otoscopie vidéo à distance

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Sortie : 5V DC, 1.2A

Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz

MÉCANIQUE

Taille (WxHxD) : 7 x 18 x 7 cm

Poids : 200 g

NORMES APPLICABLES

Sécurité électrique : EN 60601-1

EMC : EN 60601-1-2

CLASSIFICATION MDR

Classification MDR (UE) 2017/745 : Classe I (règle 13)

CONFIGURATION MINIMALE DE L'ORDINATEUR

Consultez les spécifications techniques du logiciel Maestro pour obtenir des indications sur la configuration minimale requise.

CODE PRODUIT

11790 : Video Otoscope H

ELEMENTS INCLUS

- Otoscope vidéo avec carte SD de 8 GB
- Câble de connexion USB type A/mini-USB
- Alimentation électrique
- Jeu de spéculums jetables pour adultes
- Jeu de spéculums pédiatriques jetables

- Manuel d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Batterie
- Câble vidéo analogique

CONSOMMABLES (avec code de commande)

- 11929 : Spéculum - Vidéo-Otoscope H - Taille enfant (40pcs)
- 11930 : Spéculum - Vidéo-Otoscope H - Taille adulte (40pcs)

INVENTIS s.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOUE - ITALIE

TELEPHONE : +39.049.8962 844

FAX : +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Le système qualité d'Inventis est conforme à la norme ISO 13485.

Inventis® est une marque déposée d'Inventis s.r.l.

Video Otoscope H est distribué par :

Inventis France

HOTEL TECHNOPTIC

2 RUE MARC DONADILLE

13013 - MARSEILLE, FRANCE

TÉLÉPHONE : +33 4 91 11 75 75

FAX : +33 4 91 11 75 55

contact@inventisfrance.fr

www.inventis.it/fr-fr