



AUDIOMETRO CLINICO A DUE CANALI



AUDIOSTAR PRO

L'AUDIOMETRO PERFETTO PER QUALSIASI PAZIENTE


GSi AUDIOSTAR PRO VELOCE ED EFFICIENTE

GSi AudioStar Pro™ prosegue la tradizione di eccellenza nell'audiometria clinica mantenendo le caratteristiche di velocità, efficienza e un pannello di navigazione che da sempre contraddistingue Grason-Stadler. L'esclusivo pannello 1 tasto/1 funzione di AudioStar Pro è riconosciuto a livello internazionale come la soluzione migliore in termini di progettazione intuitiva e permette allo specialista di eseguire i test in massima sicurezza.



GSi SUITE OFFRE FUNZIONI DI REPORTISTICA E CONSULENZA

I dati audiometrici vengono trasferiti senza difficoltà al software GSi suite, nel quale possono confluire anche i risultati timpanometrici e dei test OAE, per redigere un unico referto completo. Le opzioni di counseling, come i livelli di perdita uditiva e la "speech banana", supportano il professionista nella spiegazione dei risultati al paziente o ai suoi familiari.



FUNZIONI PRINCIPALI

**RUMORE
PEDIATRICO**

**STAND ALONE
E COMPATIBILE CON IL PC**

**FUNZIONE VOCALE
AUTOMATICA**

**STAMPA
DIRETTA**



**CONFIGURAZIONE
PERSONALIZZATA**

**TEST
SPECIALI**



3 VANTAGGI PRINCIPALI

✓ **MAGGIORE EFFICIENZA**

L'esame a due canali completamente separati, compreso il test simultaneo con trasduttori differenti in canali separati, insieme ai pulsanti di memorizzazione indipendenti, agli indicatori di livello di mascheramento e alla velocità di passaggio tra differenti tipi di test, rendono AudioStar Pro ancora più performante.

✓ **PANNELLO FAMILIARE**

Per valutare in modo efficace ogni paziente, è fondamentale la familiarità con il dispositivo audiometrico utilizzato. Grazie all'esclusivo e riconoscibile pannello 1 tasto/1 funzione e al display intuitivo, i professionisti saranno in grado fin da subito di eseguire test in modo rapido e preciso con la massima sicurezza.

✓ **PREFERENZE PERSONALIZZABILI**

È possibile personalizzare le preferenze senza difficoltà tramite l'applicazione di configurazione. I tasti del tipo di test, gli elenchi digitali di parole (file .WAV), le preferenze per l'alimentazione e le altre opzioni di AudioStar Pro permettono a qualsiasi struttura di rispondere alle esigenze di test e reportistica aumentando l'efficienza e l'uniformità dei risultati.



PIÙ DI 70 PAESI, PIÙ DI 100 SEDI

SIAMO SEMPRE CON VOI

Con una rete di distribuzione internazionale che include più di 100 sedi, GSI è in grado di fornire prodotti e assistenza ai professionisti dell'udito in oltre 70 Paesi. I nostri uffici impiegano solo personale esperto, preparato e certificato da GSI, sempre pronto a trovare la soluzione giusta per ogni esigenza.

GSI ha sviluppato efficaci collaborazioni strategiche con distributori e clienti. I partner GSI sono da sempre collaboratori partecipi all'attività dell'azienda e forniscono preziose indicazioni per lo sviluppo dei prodotti, suggerimenti per la formazione e per l'ottimizzazione delle procedure. GSI ha anche avviato un'importante collaborazione con centri di ricerca e formazione internazionali ed è orgogliosa di collaborare con fondazioni e università di spicco per la ricerca, le analisi e gli studi clinici.

DISTRIBUTORE LOCALE



Corso Stati Uniti, 1/3
35127 Padova
Italia

E-mail: vendite@inventis.it
Telefono: +39 049.8962.844
Sito web: www.inventis.it

INVENTIS è il distributore GSI esclusivo in Italia.

L'esperienza nella produzione e commercializzazione di dispositivi all'avanguardia per la diagnostica audiologica e dell'equilibrio permette a Inventis di fornire un servizio d'eccellenza per i prodotti GSI, servizio che va dalla consulenza sui dispositivi, all'installazione, all'assistenza e alla calibrazione.

Inventis fornirà un supporto e un affiancamento continuo nell'esperienza con GSI.