



# TIMPANOMETRO CLINICO AFFIDABILE



— TYMPSTAR PRO —

# DA SEMPRE LO STANDARD PER L'IMPEDENZOMETRIA CLINICA


## GSI TYMPSTAR PRO AFFIDABILE ED ERGONOMICO

Il dispositivo GSI TympStar Pro™ fissa il nuovo standard clinico per l'esecuzione di un'intera gamma di misurazioni dell'orecchio medio per pazienti di ogni età. L'interfaccia intuitiva di GSI permette a qualsiasi audiologo di utilizzare subito lo strumento con la massima sicurezza. GSI conosce bene il livello di efficienza richiesto dai centri audiologici affollati di oggi e si impegna per fornire ai professionisti dell'udito la versatilità, l'efficienza e l'affidabilità di cui hanno bisogno in un unico analizzatore dell'orecchio medio.



## GSI SUITE OFFRE FUNZIONI DI REPORTISTICA E CONSULENZA

Con la pressione di un solo tasto, i risultati del test di ammettenza vengono trasferiti da TympStar Pro al software GSI Suite, dove i dati audiometrici, timpanometrici e quelli del test OAE possono essere **uniti** per redigere un **solo** referto completo. La visualizzazione della timpanometria, dei riflessi e dei risultati della funzionalità della tuba di Eustachio permettono al medico di spiegare in modo completo la valutazione dell'orecchio medio.



# FUNZIONI PRINCIPALI

**FUNZIONE DI  
ZOOM**

**MONITOR  
TOUCH SCREEN**

**FREQUENZE MULTIPLE  
PER IL TONO DELLA  
SONDA**

**TEST PERSONALIZZABILI  
DALL'UTENTE**



**5 TASTI  
PER OGNI TIPO  
DI TEST**

**STAND ALONE CON  
POSSIBILITÀ DI  
CONNESSIONE AL PC**



## 3 VANTAGGI PRINCIPALI

### ✓ **SICUREZZA DEI TEST**

TympStar Pro è un analizzatore completo della funzione dell'orecchio medio che aumenta al massimo il livello di precisione. È possibile valutare l'integrità neurale, i percorsi dei riflessi e la funzionalità della tuba di Eustachio con un solo tocco. **Possibilità di ottenere una completa sicurezza durante il test della soglia dei riflessi con tracciamento senza artefatti. È possibile eliminare il punto "nullo" che annulla il riflesso con più simulazioni del tono pulsato per le registrazioni del riflesso ipsilaterale.**

### ✓ **SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE**

Potete usufruire della funzione Auto Start sia per la timpanometria di screening sia in quella diagnostica. Risparmierete tempo prezioso e aumenterete la coerenza dei test con una sequenza automatica definita dall'utente eseguendo la timpanometria, il test della soglia e il decadimento dei riflessi con la selezione di un unico tasto. **È possibile definire protocolli di test specifici per il paziente con regolazione delle impostazioni per l'avvio immediato.**

### ✓ **AFFIDABILITA' CLINICA PER OGNI TIPOLOGIA DI PAZIENTE**

Approfittate delle molteplici frequenze dei toni della sonda e dei test a più valori Hz. È possibile eseguire i test su diversi tipi di pazienti con varie patologie dell'orecchio medio con i toni della sonda da 226, 678 e 1000 Hz. Convalidate il posizionamento degli elettrodi per i pazienti con impianto cocleare con ESRT. **È possibile avviare e interrompere i test e cambiare l'orecchio del test direttamente dalla sonda, in modo da poter gestire al meglio anche i pazienti più impegnativi.**



## PIÙ DI 70 PAESI, PIÙ DI 100 SEDI

# SIAMO SEMPRE CON VOI

Con una rete di distribuzione internazionale che include più di 100 sedi, GSI è in grado di fornire prodotti e assistenza ai professionisti dell'udito in oltre 70 Paesi. I nostri uffici impiegano solo personale esperto, preparato e certificato da GSI, sempre pronto a trovare la soluzione giusta per ogni esigenza.

GSI ha sviluppato efficaci collaborazioni strategiche con distributori e clienti. I partner GSI sono da sempre collaboratori partecipi all'attività dell'azienda e forniscono preziose indicazioni per lo sviluppo dei prodotti, suggerimenti per la formazione e per l'ottimizzazione delle procedure. GSI ha anche avviato un'importante collaborazione con centri di ricerca e formazione internazionali ed è orgogliosa di collaborare con fondazioni e università di spicco per la ricerca, le analisi e gli studi clinici.

## DISTRIBUTORE LOCALE



Corso Stati Uniti, 1/3  
35127 Padova  
Italia

E-mail: [vendite@inventis.it](mailto:vendite@inventis.it)  
Telefono: +39 049.8962.844  
Sito web: [www.inventis.it](http://www.inventis.it)

INVENTIS è il distributore GSI esclusivo in Italia.

L'esperienza nella produzione e commercializzazione di dispositivi all'avanguardia per la diagnostica audiologica e dell'equilibrio permette a Inventis di fornire un servizio d'eccellenza per i prodotti GSI, servizio che va dalla consulenza sui dispositivi, all'installazione, all'assistenza e alla calibrazione.

Inventis fornirà un supporto e un affiancamento continuo nell'esperienza con GSI.