



**Une gamme complète de solutions
uniques et innovantes**



Fiabilité et simplicité d'utilisation



**Systèmes D-VNS, VHIT, Fauteuil rotatoire,
Vibrateur vestibulaire**

D-VNS SYNAPSYS



Le **D-VNS SYNAPSYS**, se situant entre la vidéonystagmoscopie et la vidéonystagmographie classique, est un outil adapté à la pratique du rééducateur vestibulaire grâce à sa caméra sans fil offrant un confort optimal. Il permet de réaliser un bilan initial, d'orienter de traitement rééducatif et de suivre les progrès du patient ainsi que l'efficacité du traitement rééducatif choisi.


- Tests disponibles : nystagmus et cinétique
- Caméra sans fil avec capteur de vitesse et position disponible
- Equipements complémentaires compatibles : Visuelle Verticale Subjective, fauteuil rotatoire manuel, vibreur vestibulaire

TKM SYNAPSYS



Le **TKM SYNAPSYS** est un fauteuil rotatoire manuel adapté à la pratique du rééducateur vestibulaire. Il permet d'agir efficacement sur le réflexe vestibulo-oculaire. Le TKM Synapsys peut se bloquer en position médiane pour une installation sécurisée du patient et est doté de réglages simples et précis.

- Rotations très rapides et très lentes possibles
- Confort patient : l'appui-tête et repose-pieds réglables



L'intégration entre les appareils de diagnostic et les logiciels est essentielle pour optimiser la pratique quotidienne, tout en gardant la priorité sur le patient.

Avec **Maestro**, il suffit de quelques clics pour stocker tous les examens instrumentaux dans un seul dossier, également accessible à distance.

Maestro

VHIT SYNAPSYS



Le **VHIT SYNAPSYS** est un système unique représentant une avancée fondamentale dans l'évaluation du système vestibulaire. Il ne nécessite pas le port de lunettes par le patient : tous les résultats sont obtenus à partir de l'analyse des mouvements de la tête et des yeux du patient, enregistrés à partir d'une caméra déportée. Le VHIT SYNAPSYS est le choix idéal pour les médecins ORL, les kinésithérapeutes et les vestibologues qui recherchent un équipement fiable, précis et à la pointe de la technologie.

- Système de caméra à distance
- Test complet en moins de 5 minutes
- Test réalisable sur des enfants de tous âges
- Observation simultanée des mouvements des yeux et de la tête



Vibreur Vestibulaire SYNAPSYS

Le **vibreur vestibulaire SYNAPSYS** est conçu pour favoriser la détection du nystagmus induit par vibrations (VIN). Le vibreur multifréquence permet de détecter les dysfonctionnements vestibulaires unilatéraux et surtout les déficits compensés.

- Examen rapide et fiable
- Confort du patient : test indolore
- 3 fréquences disponibles (30, 60 & 100 Hz)
- Si combiné avec VNG sans fil, la liberté de mouvements est maximale

Vestibulométrie • Rééducation

La gamme SYNAPSYS d'équipements de vestibulométrie se caractérise par des solutions innovantes et uniques qui peuvent offrir une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées.

Vestibulométrie



VHIT SYNAPSYS

Video Head Impulse Test

Vestibulométrie



D-VNSSYNAPSYS

Vidéonystagmographie

Vestibulométrie



TKM SYNAPSYS

Fauteuil rotatoire manuel

Vestibulométrie



Vibrateur vestibulaire SYNAPSYS

Vibrateur vestibulaire multifréquence

www.inventis.it/fr-fr

A background image of a theater with blue seats and one orange seat in the center. The word 'academia' is written on the orange seat.

academia
Webinaires. Savoir. Inventis.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé de tous les rendez-vous Academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75