

# NYSTALYZE

Système d'analyse et visualisation du nystagmus

## Module VNG Basic Kiné

nystagmus et cinétique



Nystalyze est un système puissant et évolutif conçu pour visualiser et analyser le nystagmus, ce qui en fait un outil précieux pour traiter les patients souffrant de troubles de l'équilibre et de vertiges. Avec trois différents modules disponibles, il offre la flexibilité de configurer le système en fonction des besoins de chaque professionnel.

## Accessoires



**MED4 SYNAPSYS**

pour compléter la batterie de tests VNG avec les tests cinétiques rotatoires.



**VVIB**

pour détecter les nystagmus induits par vibration (NIV).

## Nystalyze

	VideoScope module	VNG Basic Kiné module	VNG Basic module	VNG Plus module
Scopie	✓	✓	✓	✓
Nystagmus et Calorique			✓	✓
Tests oculomoteurs				✓
Nystagmus et Cinétique		✓		



# Nystalyze

## VidéoScope module Vidéonystagmoscopie

Le VidéoScope est le module Nystalyze pour la visualisation et l'enregistrement des mouvements oculaires. Il convient à la fois à des fins de diagnostic et de rééducation. Avec le module VidéoScope, l'utilisateur peut choisir entre une flexibilité unique avec les avantages d'un système sans fil, ou une configuration plus standard avec une caméra filaire.

- Système simple et intuitif
- Fonctionnalités d'enregistrement vidéo et audio
- Disponible avec une caméra sans fil



## VNG module Vidéonystagmographie

Le module VNG SYNAPSYS, offre une gamme complète de tests vestibulaires et oculomoteurs. Disponible en trois versions :

- **Le module VNG Basic** inclut les tests nystagmus et caloriques.
- **Le module VNG Basic Kiné\*** inclut les tests nystagmus et cinétique adaptés à la pratique des kinés vestibulaires.
- **Le module VNG Plus** ajoute à l'offre VNG Basic les tests oculomoteurs saccades, poursuite lente, optocinétique et nystagmus de fixation.

Le VNG SYNAPSYS utilise des caméras infrarouges avancées pour capturer instantanément les mouvements oculaires sans ajustements, même dans des conditions difficiles comme des cils très foncés. Il offre une analyse par caméra binoculaire (masque VISIO) en option pour des tests oculomoteurs complets. Ce système simplifie les examens, fait gagner du temps, et fournit des résultats fiables avec des données normatives, des marqueurs en temps réel et divers modes de suivi.



REGARDEZ LES VIDÉOS



Le fauteuil rotatoire **MED4 SYNAPSYS** complète la batterie de tests VNG avec des examens cinétiques rotatoires. Les tests cinétiques permettent l'étude des nystagmus induits par les accélérations angulaires appliquées au système vestibulaire, avec ou sans référence visuelle.

\*A noter que le module VNG Plus n'est pas compatible avec le VNG Basic Kiné.

### FRANCE

SYNAPSYS SAS  
2 RUE MARC DONADILLE  
HÔTEL TECHNOPTIC  
13013 MARSEILLE  
TÉL.: +33.4.91.11.75.75

### ITALIE

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO  
CORSO STATI UNITI, 1/3  
35127 PADOVA  
TEL.: +39.049.8962.844

### AMERIQUE DU NORD

INVENTIS NORTH AMERICA INC.  
2503 S WASHINGTON AVE #586  
TITUSVILLE FL, 32780  
TOLL FREE: +1.844.683.6847

