



**Une gamme complète de solutions
uniques et innovantes**



Fiabilité et simplicité d'utilisation



Systèmes de VNG, VHIT, Fauteuil rotatoire

NYSTALYZE SYNAPSYS



Nystalyze est un système puissant et évolutif conçu pour visualiser et analyser le nystagmus, ce qui en fait un outil précieux pour traiter les patients souffrant de troubles de l'équilibre et de vertiges. Avec trois différents modules disponibles, il offre la flexibilité de configurer le système en fonction des besoins de chaque professionnel.

Nystalyze				
	VideoScope module	VNG Kiné module	VNG Basic module	VNG Plus module
Scopie	✓	✓	✓	✓
Nystagmus et Calorique			✓	✓
Tests oculomoteurs				✓
Nystagmus et Cinétique		✓		

NYSTALYZE SYNAPSYS

module VNG Kiné



Le **module VNG Kiné**, se situant entre la vidéonystagmoscopie et la vidéonystagmographie classique, est un outil adapté à la pratique du rééducateur vestibulaire grâce à sa caméra sans fil offrant un confort optimal. Il permet de réaliser un bilan initial, d'orienter de traitement rééducatif et de suivre les progrès du patient ainsi que l'efficacité du traitement rééducatif choisi.

- Tests disponibles : nystagmus et cinétique
- Caméra sans fil avec capteur de vitesse et position disponible
- Equipements complémentaires compatibles : Visuelle Verticale Subjective, fauteuil rotatoire manuel, vibreur vestibulaire

VHIT SYNAPSYS



Le **VHIT SYNAPSYS** est un système unique représentant une avancée fondamentale dans l'évaluation du système vestibulaire. Il ne nécessite pas le port de lunettes par le patient : tous les résultats sont obtenus à partir de l'analyse des mouvements de la tête et des yeux du patient, enregistrés à partir d'une caméra déportée. Le VHIT SYNAPSYS est le choix idéal pour les médecins ORL, les kinésithérapeutes et les vestibologues qui recherchent un équipement fiable, précis et à la pointe de la technologie.


- Système de caméra à distance
- Test complet en moins de 5 minutes
- Test réalisable sur des enfants de tous âges
- Observation simultanée des mouvements des yeux et de la tête

MED4 SYNAPSYS



Le fauteuil rotatoire **MED4 SYNAPSYS** complète la batterie de tests vidéo-nystagmographiques avec des examens cinétiques rotationnels. Les tests cinétiques permettent l'étude des nystagmus induits par les accélérations angulaires appliquées au système vestibulaire, avec ou sans référence visuelle.

- Large gamme d'examens cinétiques
- Confort et sécurité maximum pour le patient
- Si combiné avec VNG sans fil, la liberté de mouvement est maximale



L'intégration entre les appareils de diagnostic et les logiciels est essentielle pour optimiser la pratique quotidienne, tout en gardant la priorité sur le patient. Avec **Maestro**, il suffit de quelques clics pour stocker tous les examens instrumentaux dans un seul dossier, également accessible à distance.

Maestro

Vestibulométrie • Diagnostic

La gamme SYNAPSYS d'équipements de vestibulométrie se caractérise par des solutions innovantes et uniques qui peuvent offrir une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées.

Vestibulométrie



VHIT SYNAPSYS

Video Head Impulse Test

Vestibulométrie



SYNAPSYS NYSTALYZE

Système modulaire VNG

Vestibulométrie



MED4 SYNAPSYS

Fauteuil rotatoire

www.inventis.it/fr-fr



academia

Webinaires. Savoir. Inventis.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé de tous les rendez-vous Academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
379 CHENEY HWY #268
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75