



Maestro

SOFTWARE



DESCRIPCIÓN

Maestro es un software para gestionar los datos de los pacientes que puede integrarse con todos los dispositivos Inventis, controlándolos u obteniendo los resultados de los exámenes.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Módulo Noah
- Módulo OtoAccess
- Autónomo con base de datos propia
- Autónomo sin funciones de base de datos (basado en archivos)
- Aplicaciones de terceros (intercambio de datos con aplicaciones externas): protocolo propio MII y estándar GDT

PRUEBAS DISPONIBLES

- Exámenes audiológicos
- REM
- HIT
- Potenciales evocados
- Vídeo-otoscopia
- Adquisición de vídeos e imágenes
- Cuestionario
- Datos de la sesión

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

- Triangle (audiómetro)
- Bell (audiómetro)
- Harp (audiómetro)
- Piano (audiómetro)
- Piccolo (audiómetro)
- Cello (audiómetro)
- Trumpet (REM, audiómetro)
- Drum (HIT)
- Flute (analizador del oído medio)
- Clarinet (analizador del oído medio)
- Viola (analizador del oído medio, audiómetro)
- Timpani (timpanómetro portátil, audiómetro)
- Celesta (sistema de potenciales evocados)
- Delfino (otoscopio)
- Harmonica (otoscopio)
- Medicam (cámara de videoendoscopia)
- Medicam HD (cámara de videoendoscopia HD)
- Flexia 2 (videonafarofaringoscopia)
- Convertidor de vídeo analógico a USB
- Convertidor de vídeo HDMI a USB HD

ACCESORIOS COMPATIBLES

- Maestro Control Panel (MCP)

INTERFAZ CON EL EQUIPO

Conexión USB

REQUISITOS MÍNIMOS DEL ORDENADOR

CPU: Intel® i5, 6.ª generación o superior, 8 GB de RAM.
 Sistema operativo: Windows 10 y Windows 11, 64 bits.
 Resolución de pantalla: recomendada 1920 x 1080 o superior (factor de zoom 100 % o 125 %).
 Red local (solo para la instalación de la base de datos en la carpeta de red): 1 Gb/s
 Espacio libre en el disco duro: 3 GB

REQUISITOS MÍNIMOS DE NOAH

NOAH 4.4 o superior (o motores NOAH compatibles con NOAH 4.4 o superior)

REQUISITOS MÍNIMOS DE OTOACCESS

OtoAccess2 versión 2.4.1.18 o superior

ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE

Herramienta de asistencia remota: incluida

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

Disponibles de forma gratuita

INTERFAZ MII

Biblioteca para conectar Maestro con software de terceros
 Disponible bajo petición (se requiere la intervención de un técnico informático)

NORMAS APLICABLES

Ciclo de vida del software: IEC 62304
 Software sanitario: IEC 82304-1, IEC 81001-5-1

CERTIFICADO CE

MDR 2017/745/UE Clasificación: Clase IIa
 Regla de clasificación (Anexo VIII, 2017/745): 11
 Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)