LA LÍNEA DEDICADA AL

Equilibrio

inventis
Audiology & Balance

La línea dedicada al equilibrio





- **Una línea completa de soluciones innovadoras y únicas**
- **Fiabilidad y facilidad de uso**
- **Nystalyze, VHIT, silla giratoria**

SYNAPSYS NYSTALYZE



Nystalyze es un sistema potente y escalable, diseñado para la visualización y el análisis del nistagmo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para el tratamiento de pacientes con mareos y vértigo. Con tres módulos diferentes disponibles, ofrece la flexibilidad necesaria para configurar el sistema de acuerdo con los requisitos exclusivos de cada clínica.



La integración entre los dispositivos de diagnóstico y el software es esencial para optimizar la práctica diaria sin perder de vista al paciente. Con **Maestro**, unos simples clics bastan para almacenar todos los exámenes instrumentales en una única carpeta, que también puede consultarse a distancia, garantizando un flujo de trabajo eficaz y organizado.

Maestro



Nystalyze

	VideoScope module	VNG Basic module	VNG Plus module
Video Frenzel	✓	✓	✓
Positional & Caloric		✓	✓
Oculomotor			✓

SYNAPSYS VHIT



SYNAPSYS VHIT Es un sistema único sin gafas para una evaluación rápida y objetiva del sistema vestibular. Mediante una cámara remota, colocada frente al paciente, registra y analiza los movimientos oculares y de la cabeza, sin necesidad de dispositivos montados en la cabeza ni contacto físico.

Diseñado para otorrinolaringólogos, audiólogos, fisioterapeutas y profesionales del equilibrio, SYNAPSYS VHIT combina un flujo de trabajo rápido y optimizado con el análisis binocular de los seis canales semicirculares. La detección automática de rostros y ojos elimina la calibración manual, mientras que la adquisición de alta velocidad de hasta 250 Hz permite una evaluación precisa.

Su enfoque remoto y sin gafas hace que la prueba sea especialmente adecuada para pacientes pediátricos, incluidos bebés a partir de los 3 meses de edad.

- Sistema de cámara remota
- Sin calibración manual
- Análisis binocular de los 6 canales semicirculares
- Prueba completa en menos de 5 minutos
- Prueba pediátrica a partir de los 3 meses de edad

SYNAPSYS MED4



La silla giratoria **SYNAPSYS MED4** complementa la batería de pruebas videonistagmográficas con exámenes cinéticos rotacionales. Las pruebas cinéticas permiten estudiar el nistagmo inducido por aceleraciones angulares aplicadas al sistema vestibular, con o sin referencia visual.

- Amplia gama de exámenes cinéticos
- Máxima comodidad y seguridad para el paciente
- i se combina con el VNG inalámbrico, la libertad de movimientos es máxima

Balance

La gama de productos Inventis para el Equilibrio se caracteriza por soluciones innovadoras y únicas que ofrecen una fiabilidad y una facilidad de uso inigualables.

Balance



SYNAPSYS VHIT

Video Head Impulse Test

Balance



SYNAPSYS Nystalyze

Sistema modular VNG

Balance



SYNAPSYS MED4

Silla giratoria

Busque su distribuidor:

www.inventis.it



inventis
Audiology & Balance

WWW.INVENTIS.IT

BALANCE-CB-ES-Rev03 - 20261014 - Technical data subject to variations without prior notice. — Inventis® is a registered trademark of Inventis S.r.l. a socio unico